

SOLO

BLACK EDITION



Superieur rijcomfort

Inspired by life

 Life & Mobility

Superieur rijcomfort

Al het goede van de vertrouwde Solo, maar dan in een prachtige zwarte uitvoering. Dat is de Solo Black Edition. Een topklasse scootmobiel die uitblinkt in rijcomfort dankzij het INDEGO veersysteem, ook tijdens lange ritten. Met zijn volledig zwarte bekapping, velgen en bumper straalt deze speciale editie kracht en verfijning uit. Door de vele opties en accessoires is de Solo Black Edition volledig naar wens aan te passen. Zo geeft deze scootmobiel u de vrijheid om te doen wat u het liefste doet. Zelfstandig én in stijl.

SOLO BLACK EDITION



Kleurvarianten



Orange



Silver



Solo Elegance



Blue Diamond

De Solo is optioneel verkrijgbaar in iedere gewenste RAL kleur.



Veiligheid

- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- Zonder het stuur los te laten kunt u de richtingaanwijzers bedienen. Ze schakelen automatisch uit na iedere bocht.
- In geval van nood stopt u de scootmobiel direct met de opvallende noodstopknop.
- De achterwielen veren onafhankelijk van elkaar. Samen met de unieke wielgrootte zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken van obstakels.



Comfortabel rijden

- De stoel, bediening, het stuur en rijgedrag zijn volledig af te stemmen op uw wensen en behoeften.
- De gepatenteerde INDEGO+ vering (naar keuze sportief, comfortabel of extra geveerd af te stellen) en speciale stoelvering zorgen voor de door u gewenste rijbeleving.
- Voor een minimale belasting van de handen kunt u op de rechte stukken de cruise control inschakelen.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
- Instelbare snelheid tot 18 kilometer per uur.
- Maximale actieradius van 70 km*.
- Hoge maximale belasting van 160 kg (200 kg optioneel).
- In hoogte verstelbare draaibare stoel met vering.
- Ook verkrijgbaar met de extra sterke Forza-motor voor het rijden in heuvelachtige gebieden.

* Onder ideale omstandigheden



Hoogglans metallic zwart gespoten accudekselkap.



Zwarte velgen



Zwarte bumper



Standaard geleverd met twee spiegels