

VIVO



Klein formaat,
groot plezier

Inspired by life





Klein formaat, groot plezier

VIVO

Elegant, comfortabel en veilig; dat is de Vivo. Deze compacte reisscooter is zonder gereedschap eenvoudig uit elkaar te halen en kan dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de kleine draaicirkel is de Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden ook uiterst stabiel. De vering op de achteras en de brede stoel met gevormde armleggers, zorgen voor een uniek comfort. En met een actieradius tot 28 km kunt u ontspannen op pad. Geniet van de vrijheid die de Vivo u biedt.

Kleurvarianten



Zilvergrijs



Koningsblauw



Hoogglans zwart

SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Veiligheid

- Stabiliteit door grote brede luchtbanden en kantelbare as, waardoor de wielen beter contact houden met het wegdek.
- Hoge bodemvrijheid waardoor de Vivo gemakkelijk over obstakels rijdt.
- Het antirollback blokkeersysteem voorkomt onverwacht achteruit rijden op hellingen.
- Door de instelbare snelheidsstanden kan de maximale snelheid eenvoudig worden afgestemd op de omgeving.

Comfortabel rijden

- De traploze stuurhoekinstelling zorgt voor een optimale zithouding.
- De stoel kan naar wens in hoogte worden ingesteld.
- De stoel heeft een brede, diepe zitting en gevormde armleggers.
- De combinatie van een geveerde achteras en vier luchtbanden zorgt voor een comfortabele rijervaring.
- Royale beenruimte dankzij de ergonomische vormgeving.
- Perfect in krappe ruimtes, zoals winkels, door de kleine draaicirkel.

Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 8 km/h.
- Maximale actieradius van 28 km*.
- Hoge maximale belasting van 120 kg.
- Inclusief accu's (22Ah) en lader (3A).
- Standaard voorzien van antiekiepwielletjes.
- Magneetsleutel, met verbeterd ontwerp.
- Kunststofmand met handvat, voorzien van quick-release en extra verstevigde ophanging.
- Demontabel in 5 onderdelen voor gemakkelijk vervoer en berging (het zwaarste onderdeel weegt 20,5 kg).

* Onder ideale omstandigheden



Eenvoudige bediening



Demontabel



Opties

- Stokhouder
- LED-verlichtingsset
- Achteruitkijkspiegel
- Heupgordel
- Waterbestendige afdekhoes