

PRESTO



Inspired by life

Life & Mobility

Zelfverzekerd op pad

Zoekt u een veilige en eersteklas scootmobiel met uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem? Dan zit u goed met de Presto. Met zijn kleine draaicirkel is hij zeer geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken. Bij het ontwerp hebben we goed nagedacht over alle veiligheidsaspecten rondom het rijden met een scootmobiel. Door de led-verlichting bent u bijvoorbeeld goed zichtbaar in het verkeer. Met het overzichtelijke en slim ingerichte bedieningspaneel rijdt u moeiteloos weg. Even naar de winkel of langs familie of vrienden? Met zijn mooie design en doordachte ontwerp kunt u zelfverzekerd op pad!



15 km/h



44 km

INDEGO

veersysteem



Kleurvarianten

SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Veiligheid

- Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn de knipperlichten hoog geplaatst en de achterlichten zo gepositioneerd dat ze ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
- Meedraaiende koplamp met led-verlichting voor beter zicht in bochten.
- U kunt alle aandacht bij de weg houden doordat de bedieningsknoppen voelbare herkenningspunten hebben en binnen duimbereik liggen.
- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- De richtingaanwijzers schakelen automatisch uit na een bocht en zijn veilig bedienbaar zonder het stuur los te hoeven laten.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Comfortabel rijden

- Uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem.
- Duidelijk leesbare pictogrammen en informatie dankzij een groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Optimale zithouding door de veelzijdig instelbare comfortabele stoel: zithoogte, zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 15 km/h.
- Maximale actieradius van 44 km*.
- Kleine draaistraal van 160 cm.
- Hoge maximale belasting van 160 kg.
- Kunststof afneembare boodschappenvand.
- Inventieve tubeless banden, met lagere rolweerstand.

* Onder ideale omstandigheden



Digitaal display



Veel voetenruimte



Meedraaiende koplamp



Led-verlichting